

5-in-1 Ladattava ultraääni-ihonhoitolaite

Käyttöohje

Tämä monitoimilaite hyödyntää ultraääntä, galvaanista virtaa (ionit), värinää ja LED-valoja ihon puhdistuksessa ja hoidossa. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Pakkauksen sisältö

- Päälaite
- USB-latauskaapeli
- Suojapussi
- Käyttöohje
- Vanulapun pidike (rengas)

Ennen käyttöä

1. **Lataus:** Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 - Laite toimitetaan noin 50 % ladattuna.
 - Täysi latausaika on noin 2,5 tuntia.
 - Irrota laite latauksesta, kun se on täynnä.
2. **Puhdistus:** Varmista, että laitteen hoitopää on puhdas.

Laitteen osat ja painikkeet

Laitteessa on LCD-näyttö ja neljä painiketta.

1. **Virtapainike (Power):** Laitteen käynnistys ja sammutus.
2. **Tehon säätö (Intensity adjustment):** Valitsee voimakkuuden tasot 1–5.
3. **Tilan valinta (Mode Select):** Valitsee halutun toiminnon (esim. ultraääni, valohoito, värinä).
4. **Vahvistuspainike (Confirm button):** Aloittaa tai keskeyttää valitun toiminnon.
5. **Hoitopää:** Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pää, jonka ympärillä on LED-valot.

Toiminnot

Laitteessa on useita eri teknologioita, joita voidaan yhdistellä:

- **Ultraääni (Ultrasonic):** Korkeataajuinen 3MHz ääniaalto, joka auttaa hoitotuotteita imeytymään ja syväpuhdistaa.
- **Galvaaninen toiminto (Galvanic):** Positiiviset ja negatiiviset ionit. Positiivinen virta puhdistaa ihohuokosia, negatiivinen tehostaa aineiden imeytymistä.

- **Värinä (Vibration):** 12 000 rpm mikrovärinä hieroo ihoa hellävaraisesti.
- **LED-valot:**
 - **Punainen (Red):** Kirkastava ja virkistävä vaikutus.
 - **Sininen (Blue):** Rauhoittava ja puhdistava vaikutus.
 - **Vihreä (Green):** Tasapainottava ja tyyntävä vaikutus.

Käyttöohjeet

Vaihe 1: Valmistelu

Puhdista kasvot huolellisesti ennen käyttöä. Levitä iholle sopivaa hoitovoidetta, geeliä tai seerumia. **Huom:** Laite vaatii väliaineen (voiteen/geelin) toimiakseen oikein ja liukuakseen iholla.

Vaihe 2: Laitteen käyttö

1. **Käynnistä:** Paina virtapainiketta (Power) kytkeäksesi laitteen päälle.
2. **Valitse tila:** Paina *Mode Select* -painiketta valitaksesi haluamasi toiminnon. Valittu tila vilkkuu näytöllä.
3. **Säädä teho:** Kun toiminto on valittu (vilkkuu), paina *Intensity adjustment* -painiketta säätääksesi tehoa (tasot 1–5). Värinälle on kaksi eri tilaa ja ajastinta voi säätää 1–15 minuutin välillä.
4. **Aloita:** Paina lopuksi *Confirm button* -painiketta. Laite aloittaa toiminnan vasta tämän painalluksen jälkeen. Voit painaa painiketta uudelleen keskeyttääksesi toiminnon (Pause).

Vaihe 3: Hoito

- Liikuta laitetta kasvoilla rauhallisin liikkein.
- Varmista, että hoitopää on koko ajan kosketuksissa ihoon.
- Älä pidä laitetta paikallaan yhdessä kohdassa liian pitkään.
- **Suositeltu käyttöaika:** Enintään 15 minuuttia kerrallaan.
- **Suositeltu käyttötiheys:** Enintään 3 kertaa viikossa.

Huolto ja puhdistus

- Pyyhi laite ja hoitopää puhtaaksi jokaisen käytön jälkeen kuivalla tai nihkeällä liinalla.
- Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita (kuten alkoholia), jotka voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Turvallisuusohjeet

- **Ei vesitiivis:** Laite ei ole vedenkestävä. Älä pese sitä juoksevan veden alla äläkä käytä suihkussa.

- **Älä käytä silmänympärysiholla:** Vältä laitteen käyttöä suoraan silmäluomilla tai silmämunan päällä.
 - **Varo valoa:** Älä katso suoraan LED-valoihin.
 - **Käytön rajoitukset:** Älä käytä laitetta, jos:
 - Olet raskaana.
 - Sinulla on sydämentahdistin tai metallisia implantteja kasvojen alueella.
 - Sinulla on ihosairaus, tulehdus, haavoja tai auringon polttama iho.
 - Sinulla on puutteellinen tuntoaisti iholla.
 - Säilytä laite lasten ulottumattomissa.
-

Ongelmatilanteet: Jos laite ei toimi, tarkista onko akku ladattu ja oletko muistanut painaa "Confirm"-painiketta valintojen jälkeen.