

M19 LED-kasvomaski

M19 LED-kasvomaski on suunniteltu tehostamaan ihonhoitotuotteiden imeytymistä ja tukemaan ihon yleistä hyvinvointia, jotta ihosta tulee pehmeämpi, tasaisempi ja eloisampi.

Pakkauksen sisältö

- Joustava silikonimaski
- Ohjainyksikkö
- USB-latauskaapeli
- Silmiensuojukset
- Kiinnityshihna

Ennen käyttöä

Akun lataaminen

- Laite toimii sisäänrakennetulla akulla. **Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.**
- Kytke USB-latauskaapeli ohjainyksikköön.
- Ohjaimen latausvalo vilkkuu hitaasti latauksen aikana ja palaa tasaisesti, kun akku on ladattu täyteen.
- *Huomautus:* Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.

Yliherkkyystesti

Tee ihotesti aina ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa:

1. Aseta maski kyynärvarrellesi ja kytke se päälle **10 minuutiksi**.
2. Jos iholla ilmenee voimakasta punaista ärsytystä tai kutinaa, iho on herkkä eikä laitteen käyttöä suositella.
3. Lievä ja ohimenevä (noin 1–2 tuntia kestävä) ihon punoitus varsinaisen käytön jälkeen on normaalia. Jos kuitenkin tunnet polttelua tai muuta epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista ja kuivaa kasvot huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, ettei iholla ole meikkiä.
2. **Valmistelu:** Kiinnitä silmiensuojukset ja kiinnityshihna maskiin. Kiinnitä ohjainyksikkö maskin magneettiliittimeen oikein päin (varmista suunta ohjaimen Front/Back-merkintöjen mukaan).
3. **Asetus:** Aseta maski kasvoille, säädä hihna sopivan tiukalle ja kiinnitä se.
4. **Käynnistys:** Kytke laite päälle painamalla ohjaimen virtapainiketta pitkään.

5. **Asetusten valinta:** Valitse haluamasi käyttötila, kirkkaustaso ja käyttöaika ohjaimen painikkeilla.
6. **Lopetus:** Laite sammuu automaattisesti valitun ajan päätyttyä. Poista maski ja jatka normaalia ihonhoitorutiiniasi.

Käyttösuositus: Laitetta suositellaan käytettäväksi 3–5 kertaa viikossa. Yhden yhtäjaksoisen käyttöjakson pituus on noin 4 viikkoa.

Painikkeet ja toiminnot

Ohjainyksikössä on kaksi painiketta ja merkkivalot asetusten seuraamiseen.

1. Virtapainike / Kirkkauden säätö (Alempi painike)

- **Pitkä painallus:** Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
- **Lyhyt painallus:** Säättää valon voimakkuutta (3 eri kirkkaustasoa). Laite käynnistyy aina automaattisesti matalimmalla kirkkaustasolla.

2. Tila- / Aika-asetuspainike (M-painike)

- **Lyhyt painallus:** Vaihtaa käyttötilaa. Laitteessa on neljä eri valo-ohjelmaa ihon eri tarpeisiin (heleytys, syväpuhdistus, tasoitus ja tasapainotus).
- **Pitkä painallus:** Säättää käyttöaikaa. Vaihtoehdot ovat **5, 10 tai 20 minuuttia**.

Merkkivalot

- **Ajan merkkivalot (5, 10, 20):** Osoittavat valitun käyttöajan pituuden.
- **Latauksen merkkivalo:** Vilkkuu hitaasti ladattaessa ja palaa tasaisesti, kun akku on täynnä. Jos valo vilkkuu nopeasti käytön aikana, akku on vähissä ja laite on ladattava.

Huolto ja puhdistus

- Pyyhi maskin silikoniosa jokaisen käyttökerran jälkeen pehmeällä, nihkeällä liinalla tai kosteuspyyhkeellä.
- Anna laitteen kuivua kokonaan ilmastavassa paikassa ennen säilytykseen laittamista.
- Säilytä laitetta puhtaassa ja pölyttömässä paikassa.

Turvallisuusohjeet

- **Älä upota laitetta veteen** äläkä altista ohjainyksikköä tai liittimiä suoralle kosteudelle.
- Älä käytä laitetta sen ollessa kytkettynä latauskaapeliin.
- Laitetta ei suositella seuraaville henkilöille:
 - Raskaana olevat tai imettävät henkilöt.

- Valolle yliherkät henkilöt tai lääkitystä käyttävät, jotka voivat aiheuttaa iholle valoherkkyyttä.
- Henkilöt, joilla on silmien tai ihon vakavaa yliherkkyyttä tai perinnöllisiä silmäsairauksia.