

Dr. Pen M8S -mikroneulauskynä

Pakkauksen sisältö

- 1 x Dr. Pen M8S -laite
- 1 x USB-latauskaapeli (Type-C)
- 1 x Latausadapteri (Huom: Tarkista pistokkeen yhteensopivuus pistorasiaasi)
- 1 x Käyttöohje
- 2 x Pyöreä nanoneulapatruuna

Ennen käyttöä

1. **Lataus:** Lataa laitetta noin 2 tuntia ennen ensimmäistä langatonta käyttökertaa. Laitteen voi kytkeä myös suoraan verkkovirtaan käytön ajaksi.
2. **Hygienia:** Pese kädet huolellisesti ja käytä suojakäsineitä. Sido hiukset kiinni pois kasvoilta.
3. **Neulapatruunan desinfiointi:** Vaikka patruuna on steriilissä pakkauksessa, on suositeltavaa varmistaa puhtaus.
 - Tarkista, että neulat ovat suorassa ja ehjiä.
 - Upota neulapää puhtaaseen astiaan, jossa on 70 % (tai vahvempaa) isopropyylialkoholia pariaksi minuutiksi, tai suihkuta alkoholia suoraan neulapäähän.
 - Anna patruunan kuivua ilmassa ennen kiinnitystä.
4. **Ihon puhdistus:** Puhdista käsiteltävä ihoalue huolellisesti (kaksoispuhdistus suositeltavaa) ja pyyhi kuivaksi.

Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Kiinnitä valitsemasi neulapatruuna laitteeseen. Varmista, että se napsahtaa tukevasti paikoilleen.
2. **Seerumin levitys:** Levitä käsiteltävälle ihoalueelle (esim. hyaluronihapposeerumia), jotta laite liukuu iholla vaivattomasti eikä vedä ihoa. Käsittele pieni alue kerrallaan.
3. **Käynnistys ja säätö:** Kytke laite päälle. Valitse sopiva nopeus ja säädä neulan pituus kääntämällä säätörengasta (0–2,5 mm). Aloita varovasti lyhyemmällä pituudella.
4. **Käsittelytekniikka:** Liikuta kynää iholla kevyellä paineella. Älä raahaa laitetta voimakkaasti. Suositeltu liikerata on:
 - Pystysuoraan
 - Vaakasuoraan
 - Vinottain molempiin suuntiin
 - Toista liike jokaisella alueella kaksi kertaa.
5. **Lopetus:** Sammuta laite. Hävitä käytetty neulapatruuna turvallisesti (sekapuolijäte tai viiltävä jäte, mikäli neulat ovat esillä).

Painikkeet ja toiminnot

- **Digitaalinen näyttö:** Näyttää valitun nopeustason (1–6) ja akun varauksen tilan.
- **Nopeudensäätö:** Laitteessa on 6 eri nopeustasoa, maksiminopeus jopa 16 000 rpm. Nopeus valitaan virtapainikkeesta.
- **Neulan pituuden säätö:** Kierrettävä rengas laitteen rungossa mahdollistaa neulan pituuden säätämisen välillä 0–2,5 mm.
- **Akun merkkivalo:** Näyttö vilkkuu, kun akun varaus on vähissä. Akun kesto on noin 2–3 tuntia yhdellä latauksella.
- **Liitäntä:** USB-C-latausportti mahdollistaa joustavan latauksen.

Huolto ja puhdistus

- **Laitteen runko:** Pyyhi laitteen runko puhtaaksi nihkeällä liinalla käytön jälkeen. Älä upota laitetta veteen.
- **Säilytys:** Säilytä laitetta sen omassa suojakotelossa, jotta se pysyy puhtaana ja ehjänä.
- **Neulapatruunat:** Neulapatruunat ovat **kertakäyttöisiä**. Älä koskaan käytä samaa patruunaa uudelleen tai jaa sitä toisen henkilön kanssa hygieniasyistä.

Turvallisuusohjeet

- **Käyttötiheys:**
 - Mikroneulaus: Suositusväli on 4–6 viikkoa.
 - Nanoneulaus: Voidaan käyttää kerran viikossa.
- **Varoitukset:** Älä käytä laitetta, jos:
 - Iholla on avohaavoja, aktiivinen akne tai tulehdus.
 - Iho on ärtynyt.
- **Reaktiot:** Jos iho ärtyy voimakkaasti, lopeta käyttö välittömästi.
- **Vastuuvapaus:** Laite on tarkoitettu ihon ulkonäön ja tekstuurin hoitoon. Se ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin tai hoitoon. Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jos olet epävarma ihosi soveltuvuudesta hoitoon.