

KÄYTTÖOHJE: DRS

Mikroneulausleimasin

Tuotteen kuvaus DRS Mikroneulausleimasin on ihonhoitoväline, joka on suunniteltu kotikäyttöön. Laitteessa on 40 titaanista neulaa. Pystysuora leimaustekniikka on suunniteltu kohdistamaan käsittely tarkasti ja hellävaraisesti halutulle ihoalueelle.

Pakkauksen sisältö

- 1 x DRS Mikroneulausleimasin
- Säilytyskotelo/suojakorkki

Ennen käyttöä Hygienia on ensiarvoisen tärkeää mikroneulausvälineitä käytettäessä.

- **Desinfiointi:** Ennen jokaista käyttökertaa, upota leimasinpää desinfiointiaineeseen (esim. 70 % alkoholi) 5–10 minuutiksi. Anna laitteen kuivua ilmastavasti puhtaalla alustalla.
- **Ihon valmistelu:** Pese kasvot tai käsiteltävä ihoalue huolellisesti ja kuivaa se puhtaalla pyyhkeellä. Ihon tulee olla täysin puhdas meikistä ja liasta.

Käyttöohjeet

1. **Käsittelyn aloittaminen:** Ota desinfioitu laite käteen tukevalla otteella.
2. **Leimaustekniikka:** Paina leimasinta kevyesti kohtisuoraan ihoa vasten. Nosta leimasin kokonaan irti ihosta ennen kuin siirryt seuraavaan kohtaan.
 - *Huomio:* Älä koskaan vedä tai liu'uta leimasinta iholla, sillä se voi naarmuttaa ihoa. Liikkeen tulee olla aina pystysuuntainen "leimaus".
3. **Käsiteltävät alueet:** Käy läpi halutut ihoalueet (esim. otsa, posket, leuka tai hiuspohja) järjestelmällisesti.
4. **Jälkihoito:** Käsittelyn jälkeen iho on vastaanottavainen hoitotuotteille. Levitä käsitellylle alueelle puhdasta ja laadukasta ihonhoitoseerumia (esim. hyaluronihappo tai C-vitamiini).

Laitteen ominaisuudet

- **Neulat:** 40 kpl titaanisia neuloja.
- **Toimintaperiaate:** Mekaaninen pystysuora leimaus.

Huolto ja puhdistus

- **Puhdistus käytön jälkeen:** Huuhtelee leimasinpää lämpimällä vedellä poistaaksesi mahdolliset ihosolut tai seerumijäämät.
- **Desinfiointi:** Upota leimasinpää uudelleen desinfiointiaineeseen (70 % alkoholi) käytön jälkeen.
- **Säilytys:** Kun laite on kuivunut, aseta suojakorkki paikoilleen tai laita laite säilytyskoteloonsa. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Turvallisuusohjeet

- **Vain henkilökohtaiseen käyttöön:** Hygieniasyistä älä koskaan jaa laitetta muiden henkilöiden kanssa.
- **Ihon kunto:** Älä käytä laitetta, jos iholla on aktiivinen tulehdus, akne, haavoja, ihottumaa tai muu ihoärsytys.
- **Vaurioitunut laite:** Jos laite putoaa lattialle, neulat voivat vääntyä. Älä käytä vaurioitunutta laitetta, sillä vääntyneet neulat voivat vahingoittaa ihoa. Hävitä laite ja hanki uusi.
- **Säilytys:** Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.