ZGTS Dermaroller -ihonhoitorulla

Pakkauksen sisältö

- ZGTS Dermaroller -ihonhoitorulla
- Suojakotelo

Ennen käyttöä

- Puhdista käsiteltävä ihoalue perusteellisesti meikistä ja epäpuhtauksista.
- Desinfioi ihonhoitorulla huolellisesti ennen jokaista käyttökertaa.

Käyttöohjeet

Vaihe 1: Varmista, että käsiteltävä iho on täysin puhdas ja kuiva. **Vaihe 2:** Rullaa laitetta kevyesti iholla eri ilmansuuntiin: pystysuoraan, vaakasuoraan ja viistottain. **Vaihe 3:** Pidä rullausliike kevyenä. Älä paina laitetta voimakkaasti ihoa vasten. **Vaihe 4:** Nosta tela irti ihosta aina suunnanvaihdon yhteydessä. Älä vedä tai käännä rullaa sen ollessa kosketuksissa ihoon, jotta iho ei naarmuunnu. **Vaihe 5:** Käsittelyn jälkeen levitä iholle puhdas, ihotyypillesi sopiva seerumi tai kosteusvoide.

Painikkeet ja toiminnot

- **Tela (192 titaani-/kirurginteräsneulaa):** Pyörivä osa, joka luo ihon pintaan hienovaraisia reittejä ihonhoitotuotteiden imeytymisen tueksi ja ihon pinnan tasoittamiseksi.
- **Ergonominen kahva:** Muotoiltu tukevaa ja vakaata otetta varten, mikä tekee rullauksesta hallittua.

Huolto ja puhdistus

- Desinfioi väline välittömästi jokaisen käytön jälkeen sille tarkoitetulla puhdistusaineella.
- Anna laitteen kuivua ja säilytä se aina mukana tulevassa suojakotelossa.
- Vaihda ihonhoitorulla uuteen 6–8 käyttökerran välein hygienian ylläpitämiseksi ja terävyyden takaamiseksi.

Turvallisuusohjeet

- Vain henkilökohtaiseen käyttöön. Hygieniasyistä älä koskaan jaa laitetta muiden kanssa.
- Älä käytä laitetta ärtyneelle tai rikkoutuneelle iholle, epäpuhtauksien päällä tai ihomuutosten (kuten luomien) kohdalla.
- Vältä suoraa auringonpaistetta välittömästi ihon käsittelyn jälkeen.
- Mikäli iholla ilmenee voimakasta ärsytystä, lopeta laitteen käyttö välittömästi.